

micropipetas de desplazamiento positivo

Acura[®] positive 841

Las pipetas provistas de un émbolo con punta de ETFE permiten un desplazamiento positivo de la muestra en un tubo capilar de precisión. Exactitud y reproductibilidad óptimas al pipetear líquidos de alta densidad, viscosos, espumantes o volátiles.

Cinco modelos cubren una gama de 1 a 200 µl.

Ventajas del producto

- Ajuste gradual del volumen
- Émbolo intercambiable y capilar de vidrio
- Códigos de color correspondientes en la pipeta, el émbolo y el capilar
- Émbolo de acero inoxidable con punta de ETFE



Especificaciones técnicas e información para pedido - Instrumentos

Volúmenes µl	Inexactitud (%E)			Imprecisión (%CV)			Código
	Vol. mínimo	Vol. medio	Vol. máximo	Vol. mínimo	Vol. medio	Vol. máximo	
1-2-3-4-5	< +/- 3.0 %*	< +/- 2.3 %*	< +/- 2.0 %	< 2.5 %	< 2.0 %	< 1.2 %	841.005
5-10-15-20-25	< +/- 1.5 %	< +/- 1.2 %	< +/- 0.8 %	< 1.0 %	< 0.9 %	< 0.6 %	841.025
10-20-30-40-50	< +/- 1.2 %	< +/- 1.0 %	< +/- 0.7 %	< 0.8 %	< 0.7 %	< 0.4 %	841.050
60-75-80-90-100	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< 0.6 %	< 0.5 %	< 0.3 %	841.100
100-120-150-175-200	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< 0.3 %	< 0.3 %	< 0.3 %	841.200

* Eliminar el menisco a la extremidad del capilar, si no el valor de 12% es muy elevado.

Valores obtenidos con agua bi destilada a temperatura constante ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) comprendida entre 20 y 25°C según la norma ISO 8655.

Información para pedidos - Accesorios

Capilares de vidrio de repuesto		
Cód. de colores	Embalaje	Código
Blanco	200 / caja	341.005
2 x blanco	200 / caja	341.025
Verde	200 / caja	341.050
Azul	200 / caja	341.100
Rojo	100 / caja	341.200

Émbolos de repuesto		
Cód. de colores	Embalaje	Código
Blanco	5 / caja	342.005
2 x blanco	5 / caja	342.025
Verde	5 / caja	342.050
Azul	5 / caja	342.100
Rojo	5 / caja	342.200



Soporte de trabajo para dos pipetas (Código 320.333)

Por mas informaciones de este producto o de la gama Socorex en general, se encuentran en www.socorex.com