



PREVECAL

QUÍMICA CLÍNICA

Programa
Internacional de
Evaluación Externa
de la Calidad

Dirección Segura

BioSystems

REAGENTS & INSTRUMENTS

Programa de Evaluación Exter

Asegurar la fiabilidad de los resultados obtenidos es una de las mayores preocupaciones del laboratorio de análisis clínico



Compromiso con la Calidad

Con más de diez años de experiencia, PREVECAL, organizado por BioSystems,S.A ofrece a los laboratorios la posibilidad de completar sus esquemas de Control Interno. Con más de 3000 participantes y presencia en 40 países, PREVECAL colabora de forma activa para que sus participantes consigan resultados analíticos de mayor exactitud.

Formación e Información

- Comprensibles y completos informes mensuales y finales.
- Válidos para capacitaciones y auditorías externas.
- Exhaustivo análisis estadístico.
- Evaluación del nivel de calidad del laboratorio, según el sistema 6-sigma.
- Información acerca del tipo de error cometido.
- Entrega anual del diploma de participación.
- Material de apoyo de Metrología y Control de Calidad en el laboratorio.

PROGRAMAS	PARÁMETROS	PRESENTACIÓN
BIQUÍMICA BOVINO (código 18027)	Ácido Úrico	Fosfatasa Alcalina
	Albumina	Fósforo
	Alanina Aminotransferasa	Glucosa
	Alcalina Fosfatasa	γ -Glutamilttransferasa
	α -Amylase	Hierro
	Aspartato Aminotransferasa	LDH
	Bilirrubina total	Lipasa
	Colesterol	Magnesio
	Colesterol HDL	Potasio
	Colinesterasa	Proteínas
	Creatina Quinasa	Sodio
	Creatina Quinasa-MB	Trigliceridos
	Fosfatasa Acida	Urea
		12 x 5 mL
BIQUÍMICA HUMANO (código 18045)	Contiene los mismos analitos que el Bovino incluyendo	
	Colesterol LDL	
	Bilirrubina directa	
		12 x 5 mL
REUMA (código 31009)	Factores Reumatoideos	
	Anti-Streptolisina O	
	Proteína C-Reactiva	
		12 x 1 mL
PROTEÍNAS (código 31010)	Inmunoglobulina A	
	Inmunoglobulina G	
	Inmunoglobulina M	
	Complemento C3	
	Complemento C4	
	Transferrina	
	Ferritina	
	α 1 Glicoproteína ácida	
	Prealbúmina	
		12 x 1 mL



BioSystems

Fabricado por: BioSystems S.A.

Costa Brava 30, 08030 Barcelona (España) Tel. +34-93 311 00 00
biosystems@biosystems.es • www.biosystems.es



- Certified Management System
- EN ISO 9001
- EN ISO 13465